

日常生活用具 ストマ用装具支給種目

○が補助の対象です。

種 目		内容等	H274.1～	
ス ト ー マ 用 装 具	畜便袋	ワンピース装具・フランジ・パウチ	○	
	蓄尿袋	ワンピース装具・フランジ・パウチ	○	
	皮 膚 保 護 材	ペースト／パテ	ストマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる段差を埋め、皮膚の表面を平坦にして排泄物の漏れによる皮膚障害を防止する。	○
		パウダー	ストマとストマ装具面板との隙間に露出している皮膚に振りかけて皮膚への排出物付着による皮膚障害を防止する。また、湿った皮膚環境でも面板の密着性を高める。	○
		ウエハー	ストマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる段差を補正して皮膚への排泄物付着を防ぎ皮膚障害を防止する。また、水分を吸収して面板の密着性を高める。	○
	コンベックス・インサート	平面タイプの面板のフランジ部分にリング状のものを嵌め込み、凸面タイプにして排泄物の漏れを防止する。	○	
	ストマ用ベルト	ストマ装具の剥がれやすれを防止するため装具を固定するタイプと、ストマ周囲のヘルニアの脱出を予防を兼ねストマ周囲全体を保護して装具を安定させるタイプがある。	○	
	皮膚被膜剤 (スキンバリア)	ストマ周囲の皮膚に塗って薄い被膜をつくり、皮膚を排泄物や粘着剤などの刺激から保護する。	○	
	粘着剥離剤 (リムーバー)	皮膚への剥離刺激を軽減するとともに、皮膚に残った皮膚保護材や粘着テープの除去を容易にする。	○	
	ストマレッグバッグ (下肢装着用蓄尿袋)	遠出などで通常のストマ装具に接続して尿をためるための補助バック。(レッグバックベルトも含む)	○	
	ナイト・ドレーナージバッグ (夜間用蓄尿袋)	ストマレッグバッグと同様に就寝時、通常のストマ装具に接続して長時間に尿をためるための補助バック。	○	
	ストマ袋カバー	ストマ袋にかぶせて汗を吸収し汗による皮膚障害や、ストマ袋が直接皮膚に触れてことによる皮膚障害を防止する。	○	
	ストマ用ハサミ、 フランジカッター	面板の中心部分をストマサイズに合わせて曲線をスムーズにカットする。	○	
	フィルムドレッシング材・ テープ材(サージカルテープ)	面板の周囲に貼って皮膚への密着を助長する。通気性、防水性があるかぶれ難い特性のある粘着テープ。	○	
	消臭剤(粉末、錠剤、液体、 シート等)	ストマ袋内の排泄物による臭いを緩和する、排泄物の臭いを緩和する。 ※凝固剤と一体となっているものはOK。	○	
	皮膚清浄剤	ストマ周辺の皮膚の汚れを落とし、清潔に保つ。	×	
		洗い流しが不要で拭き取り直後に面板の装着が可能。	×	
	ガーゼ、脱脂綿	面板を皮膚に貼り付ける時に、ストマからの水様性排泄物(尿や水様便)による皮膚の汚れ防止のために排泄物を吸収する。	×	
	潤滑剤	ストマ装具内の排泄物の排出を容易にする。	×	
	凝固剤	ストマ袋の中に入れて水様性の排泄物(便や尿)をゼリー状にして、漏れや面板の剥がれを防止する。	×	
ストマ用腹帯・サラシ・ オストミーパンツ	ストマ保有者専用で、ストマ袋を収納するためのポケットがあり、フィット感を高めたり、蒸れを防ぐ。	×		
入浴用補助具	入浴時にストマ装具の装着を目立たなくするために、ストマ袋の代わりに装着するキャップや、ストマ装具全体を覆うシートがある。	×		
洗腸用具(洗腸セット)	洗腸排便のための用具 (洗腸袋・洗腸袋用クリップ・洗腸用ストッパー(ストマコーン)・洗腸用フェースプレート・洗腸用チューブ・洗浄液バッグ)	○		